

Teplé a studené kladivko

Studená funkcia kladivka pri teplote 5°C plet' ochladzuje, zjemňuje a vypína. Redukujú sa vrásky, zjemňujú sa výrazne žilky. Vhodná je jeho aplikácia po mikrodemabrázii a pri citlivej pleti. Teplá funkcia kladivka pri maximálnej teplote 42°C aktivizuje bunky, zlepšuje vstrebávanie účinných látok, podporuje cirkuláciu krvi a lymfy, zlepšuje metabolizmus a umožňuje relaxáciu pleti po predchádzajúcom ošetrení. Vhodná je aj striedavá aplikácia studeného a teplého kladivka masážou na zlepšenie cirkulácie krvi a lymfy, aktivácia tkanív a stimulácia metabolizmu

